

## ТЕРМИЧЕСКИЕ ЗОНДЫ

Диаметр канала  
**2.8** мм

Тип / Описание

Термический зонд

Функциональные характеристики

Гастроинтестинальное кровотечение останавливается термической коагуляцией. Специальное покрытие наконечника зонда сводит к минимуму адгезию тканей. Промывные отверстия на наконечнике зонда позволяют промывать водой участок выполнения коагуляции.

Эндоскоп

GIF, GF  
CF, PCF

Модель

CD-120U

**HeatProbe**

Диаметр канала  
**3.7** мм

Тип / Описание

Термический зонд

Функциональные характеристики

Гастроинтестинальное кровотечение останавливается термической коагуляцией. Специальное покрытие наконечника зонда сводит к минимуму адгезию тканей. Промывные отверстия на наконечнике зонда позволяют промывать водой участок выполнения коагуляции.

Эндоскоп

GIF, GF  
CF, PCF

Модель

CD-110U

**HeatProbe**

Функциональные характеристики

Устройство термического зонда обеспечивает заранее программируемую подачу энергии. Электронные схемы четко контролируют температуру наконечника зонда. Промывное устройство HPU-20 термического зонда позволяет производить подачу воды через катетер термического зонда.

Модель

HPU-20

